

INDICATION Dissection de l'aorte thoracique descendante de Type B

CRITERES Collet > 20mm a parois parallèles ou conique de différentiel de pas plus de 3mm sur la longueur du collet
Angulation thrombus et calcifications modérées

EXCLUSION Idem TX2 (Cf IFU) et schéma. Tortuosités excessives, conicité du collet, Accès

ABORD Artériel fémoral

STANDARD Corps proximal couvert ZDEG P et ZDEG PT +/- stent nu dissection ZDES XX-YYY


CONCURRENCE **COOK** : Concept unique, corps cylindriques, dégressifs (4mm) et double dégressifs (8mm) couverts sans crochets pour fermer la porte d'entrée (PE) associés à des stents non couverts en 80, 120, 180 et 185 mm de long et 36 et 46mm de diamètre pour replaquer le flap en assurant la perméabilité de la palette viscérale. Technologie Pro-Form

MEDTRONIC : Valiant stent proximal nu agressif, dégressivité jusqu' à 4mm, pas l'indication spécifique dissection, pas de CMD, pas d'équivalent ZDES

GORE : C-Tag Très Souple. Conformable mais pas de précision de placement, toutes indications, pas de stent couvert proximal, pas de crochets, pas de CMD, pas d'équivalent ZDES mais principal concurrent

TERUMO AORTIC : Relay intro OD 22-26mm possibilité CMD, toutes indications, pas d'équivalent ZDES

NOTES **Procédure complémentaire** : Dilatateurs JCD /JCDS si accès étroits
Récupération de guide par va et vient téléphérique avec HWAS-300



	PRODUIT	RPN
ACCEDER	Intro court (check flow)	RCFN-6.0-35-J (x2)
	Guide Hydrophile	HWAS-35-260
	Catheter gradué angio globale	N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20
	Guide Lunderquist double courbure	TSCMG-35-300-LESDC
	Ou guide Lunderquist courbure en J de 7 cm	TSCMG-35-260-7-LES
	Corps d'endoprothèse cylindrique proximal	ZDEG-P-XX-YYY-PF (LPP 3161063)
TRAITER	Corps d'endoprothèse dégressif proximal (-4mm)	ZDEG-PT-XX-YYY-PF (LPP 3161063)
	Corps d'endoprothèse double dégressif (-8mm)	ZDEG-PT-XX-YY-ZZZ-PF (LPP 3161063)
	Stent dissection	ZDES-36-XXX ou ZDES-46-XXX
	Ballon coda	Coda2-10.0-35-140-46
	KIT DE POSE	ZAPP-T