




Maximisez l'effet de rail grâce au contrôle proximal de la sonde.



One-Tie™
SPIRALE DE COMPRESSION

La spirale de compression One-Tie™ est conçue pour faciliter les procédures Lead Extraction™ en reliant de façon sûre le stylet de verrouillage¹ Cook Medical aux composants proximaux de la sonde cardiaque ciblée. Résultat : vous bénéficiez d'un contrôle total de la sonde, qui ne peut être obtenu qu'en engageant activement les parties proximale et distale d'une sonde. Le contrôle total de la sonde est indispensable à la création d'un rail transveineux régulier guidant les gaines d'extraction.

¹La spirale One-Tie doit être utilisée uniquement avec le stylet de verrouillage Liberator® à extrémité Beacon®.



One-Tie™

SPIRALE DE COMPRESSION

Avec la spirale de compression One-Tie, vous n'aurez plus besoin d'effectuer de liens par suture, souvent difficiles et inefficaces. La spirale One-Tie est facile à mettre en place et peut être utilisée sur quasiment toutes les sondes cardiaques, de défibrillateur et de stimulateur pouvant nécessiter d'être extraites. La spirale de compression One-Tie rend vos procédures d'extraction moins compliquées.

Numéro de commande	Référence produit	Quantité
G31929	LR-OTE-N	5

La spirale One-Tie doit être utilisée uniquement avec le stylet de verrouillage Liberator à extrémité Beacon.

Service Clientèle

FRANCE : +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

BELGIUM : +32 27001633, be.orders@cookmedical.com

SWITZERLAND : +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

NOM DU PRODUIT : One-Tie™ Compression Coil - Spirale de compression One-Tie™,

DESTINATION : La spirale de compression One-Tie™ est conçue pour faciliter les procédures Lead Extraction™ en reliant de façon sûre le stylet de verrouillage Cook Medical aux composants proximaux de la sonde cardiaque ciblée. **CLASSE DU DISPOSITIF MEDICAL :** Classe I, **ORGANISME**

NOTIFIE : LRQA 0088, **FABRICANT :** Cook Vascular Incorporated, **MODE D'EMPLOI :** Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l'étiquetage du dispositif médical,

REMBOURSEMENT (FRANCE) : Pris en charge par l'assurance maladie. **DATE DE PUBLICATION :** 2013 Septembre

